

D-Doc-Update Version 5.6.3

Ulm, 28. September 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,


anbei erhalten Sie das aktuelle D-Doc-Update für das 4. Quartal 2015. In diesem Update wurden neben gesetzlichen DMP-Änderungen die u. a. Erweiterungen implementiert.

- 1. Nach jedem Export auf einen Datenträger erscheint ein Hinweis mit genauen Informationen zum Export (Arzt, Datenstelle, erstellte Dateien, Speicherort) und der Möglichkeit den Speicherort der Dateien direkt aufzurufen**
- 2. "Serum-Elektrolyte" wird auf dem KHK-Bogen automatisch auf "bestimmt" gesetzt, sofern die Laborwerte Natrium und/oder Kalium übergeben werden**
- 3. Die Versichertennummer der eGK wird anhand einer Prüfziffernberechnung auf Korrektheit überprüft**
- 4. Wichtiger Hinweis für Ärzte im KV-Bereich Niedersachsen**
Bislang musste nach jedem Update die Datenstelle "BKK Salzgitter" manuell aus D-Doc gelöscht werden, wenn man nicht am so genannten MeGeSa-Vertrag teilnimmt. Nach Einspielen dieses Updates können Sie unter [System] -> [Systemeinstellungen] -> [Export] die Option setzen "Keine Teilnahme am MeGeSa-Vertrag". In diesem Fall wird die "BKK Salzgitter" zukünftig als Datenstelle automatisch aus D-Doc entfernt.
- 5. D-Doc PLUS: Die Spritzstellen werden automatisch auf "nicht untersucht" gesetzt, wenn kein Insulin verschrieben wurde**
- 6. D-Doc PLUS (Albis): Größe, Gewicht und Blutdruck werden nicht mehr aus den Stammdaten von Albis übernommen, sondern aus den Biometriedaten**

Alle weiteren Anpassungen und Fehlerbehebungen können Sie den "Release Notes" entnehmen, die Ihnen nach der Installation des Updates in D-Doc angezeigt werden.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne von Montag bis Freitag jeweils von 08:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer +49 - 731 - 15 18 99 - 22 zur Verfügung.

Freundliche Grüße aus Ulm



Rahel Fischer
axaris - software & systeme GmbH

Update-Installationsanleitung D-Doc

Vor Einspielen des Updates bitte Punkte 1 und 2 beachten:

1. Datensicherung in D-Doc erstellen [Datensicherung]
-> [erweiterte Datensicherung erstellen]
2. D-Doc auf allen Arbeitsplätzen schließen
3. Start der Installationsroutine nach Einlegen der
CD-ROM oder über [Start] -> [Ausführen] -> Eingabe von
[D:\setup.exe] -> [OK] (D steht für das CD-Laufwerk.
Kann je nach Rechner variieren.)
4. Begrüßungsseite -> [Weiter]
5. Lizenzvereinbarungen akzeptieren -> [Weiter]
6. Installationsverzeichnis überprüfen und ggf. über [...]
korrigieren -> [Weiter] -> [Start]
7. erweiterte Datensicherung erstellen -> [Ja]
8. Hinweis -> [OK] und Ordner für Datensicherung
auswählen -> [OK]
9. Warnmeldung: bisherige Daten werden überschrieben
-> [Ja]
10. Schwarzes Fenster öffnet sich. Datensicherung läuft.
11. Datensicherung erfolgreich erstellt -> [OK]
12. Installation beginnt: Fortschrittsbalken
13. D-Doc wurde erfolgreich installiert -> [Ende]
14. D-Doc wird gestartet -> D-Doc wird auf die aktuelle
Version aktualisiert.
15. Kostenträgerstammdatei wird eingelesen (nur bei
Einspielen des Updates nach dem Quartalswechsel).
16. In D-Doc über [Hilfe] -> [Info] prüfen, ob Versions-
nummer des Updates korrekt ist (Versionsnr. s.o.).
17. Update wurde erfolgreich installiert.