

Fentanyl-Schnelltest (Cut-off 10 ng/ml)


HK Drogentests

– schnell – einfach – zuverlässig –

Die HK DIAGNOSTIKA Drogentests sind immunchemische Schnelltests zum schnellen und qualitativen Nachweis von Drogen und Medikamenten im Urin und liefern innerhalb von fünf Minuten ein visuelles Ergebnis.

Unsere Parameter im Überblick:

Parameter	Cut-off (ng/ml)
Amphetamin (AMP)	300 / 1000
MDA	500
Barbiturate (BAR)	300
Benzodiazepine (BZO)	200 / 300
Buprenorphin / Metabolite (BUP)	10
Kokain (COC)	100 / 200 / 300
Cotinon	200
Fentanyl / Metabolite (FYL) NEU	10
Marihuana (THC)	25 / 50 / 150
Methamphetamin (MET)	300 / 1000
MDMA	500 / 1000
Methadon (MTD)	300
EDDP	100
Morphin / Opiate (MOR)	100 / 300 / 2000
Oxycodon (OXY) NEU	100
Phencyclidin (PCP)	25
Propoxyphen (PPX) NEU	200
Trizyklische Antidepressiva (TCA)	1000
Ketamin (KET) NEU	1000
Methaqualon (MQL) NEU	300
Tramadol (TML) NEU	100



Der HK DIAGNOSTIKA Fentanyl-Drogentest ist der erste Schnelltest, der das synthetische Opioid Fentanyl (FYL) und dessen Metabolite schnell und qualitativ im Urin nachweist. Der Test hat eine Nachweisgrenze von 10 ng/ml und liefert innerhalb von fünf Minuten ein visuelles Ergebnis. Auf andere Opioide wie Heroin oder Methadon reagiert der Fentanyl-Drogentest nicht und ist somit sehr spezifisch auf Fentanyl und seine Metabolite.

Der HK DIAGNOSTIKA Fentanyl-Drogentest ist als Multidrogentest und als Einzeltest in der Runddose mit 25 Teststreifen lieferbar.

Produktübersicht Multi-Drogentests

Tauchtests	Parameter
Multi-3/2	BZO / COC / MOR
Multi-3/3	COC / MOR / THC
Multi-4/1	BZO / COC / MOR / THC
Multi-4/4	BZO / COC / MOR / MTD
Multi-4/5	BZO / BUP / COC / MOR
Multi-5/1	BZO / COC / AMP / MOR / THC
Multi-5/2	BZO / COC / AMP / MOR / MTD
Multi-5/6	BZO / COC / BUP / MOR / MTD
Multi-5/7	AMP / BZO / COC / BUP / MOR
Multi-5/8	BZO / COC / MOR / MTD / THC
Multi-5/10	AMP / BZO / COC / MOR / EDDP NEU
Multi-5/11	BZO / COC / MOR / EDDP / THC NEU
Multi-5/12	BZO / BUP / COC / MOR / EDDP NEU
Multi-6/1	BZO / COC / MET / MTD / MOR / THC
Multi-6/2	BZO / COC / AMP / MTD / MOR / THC
Multi-6/3	BZO / BUP / COC / AMP / MTD / MOR
Multi-6/4	AMP / BZO / BUP / COC / MOR / THC
Multi-6/5	BZO / BUP / COC / MTD / MOR / THC
Multi-6/6	AMP / BZO / BUP / MTD / MOR / THC
Multi-6/7	AMP / BZO / COC / MTD / MOR / TCA

Tauchtests	Parameter
Multi-6/8	BZO / BUP / COC / MTD / MOR / TCA
Multi-6/9	AMP / BZO / COC / MDMA / MOR / THC
Multi-6/10	AMP / BAR / BZO / COC / MOR / THC
Multi-6/11	AMP / BZO / COC / MET / MOR / THC
Multi-6/12	AMP / BZO / COC / MOR / EDDP / THC NEU
Multi-6/14	AMP / BZO / COC / MOR / EDDP / FYL NEU
Multi-7/1	AMP / BAR / BZO / COC / MTD / MOR / THC
Multi-7/2	AMP / BUP / BZO / COC / MTD / MOR / THC
Multi-7/3	AMP / BZO / COC / MOR / EDDP / FYL / THC NEU
Multi-7/4	AMP / BUP / BZO / COC / MOR / EDDP / THC NEU
Multi-8/2	AMP / BZO / BUP / COC / MTD / MOR / THC / TCA
Multi-8/3	AMP / BUP / BZO / COC / MOR / EDDP / THC / FYL NEU
Multi-10/1	AMP / BAR / BZO / COC / MET / MDMA / MTD / MOR / THC / TCA
Multi-10/2	BZO / COC / BUP / MTD / MOR2000 / MOR 300 / THC / MDMA / AMP / BAR NEU
Multi-10/3	BZO / BUP / COC / MET / MTD / MOR / THC / MDMA / AMP / MDA NEU

Pipettiertests	Parameter
Multiline-5/3	AMP500 / COC / MDMA500 / MOR / THC
Multiline-6/1	AMP / BZO / COC / MET / MOR2000 / THC

Drogenbechertests	Parameter
IntegraUrinCup 6	BZO / COC / AMP / MTD / MOR / THC NEU
IntegraUrinCup 10	AMP / BAR / BZO / COC / MET / PCP / MTD / MOR / THC / TCA NEU

JETZT NEU:
HK Multi-Vario-Test
 Kombiniertes Multidrogentest zum
 pipettieren oder eintauchen



- Große Auswahl an Schnelltests
- Hohe Spezifität – hohe Sensitivität
- Einfache Handhabung
- Lange Haltbarkeit

Für Sie fertigen wir auch individuell zusammengestellte Multidrogentests (als Tauchtest oder Pipettiertest mit 3 bis 12 Parametern oder Multi-Vario-Tests) nach Ihren Vorstellungen an.